



Lanadol ABAC

Désinfectant pour vêtements, textiles de maison retraite, vêtements de protection et masques respiratoires protecteurs. Désinfectant pour la zone de rinçage dans les tunnels de lavage.

Lanadol ABAC TM D 20/01

Propriétés

- LANADOL ABAC est adapté aux textiles sensibles ne pouvant pas être soumis à des procédés de désinfection conventionnels.
- Désinfectant pour la zone de rinçage au tunnel de lavag.
- LANADOL ABAC possède une large polyvalence microbicide contre les bactéries gram- et gram+, les levures et les champignons.
- LANADOL ABAC est un bon mouillant, est résistant à la dureté de l'eau et confère des effets antistatiques et de légers effets d'apprêt aux textiles traités.
- LANADOL ABAC peut aussi être utilisé avec LANADOL APRET.
- LANADOL ABAC se prête également aux procédés de lavage combinés à d'autres lessives Kreussler pour textiles délicats et de couleur.
- Les textiles traités par LANADOL ABAC ont prouvé leurs qualités anti-allergiques par un test Epicutane.

Données chimico-physiques

Aspect	Liquide limpide, jaune clair
Densité	0,94 g/ml
Viscosité	120-220 mPas
Valeur pH	6-7,5 (5 g/l env. 7)
Solubilité	Illimitée dans l'eau
Point d'inflammation	> 100 °C

Certifications

Fongicide d'après la norme DIN EN 1650; dosage de 0,4 ml/l, temps de contact de 5 minutes à 20 °C.

Bactéricide d'après la norme DIN EN 1276 ; dosage de 0,4 ml/l, temps de contact de 5 minutes à 20 °C

Utiliser les produits biocides avec précaution! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Utilisation

Pour des textiles lavable à 30-40 °C

Dosage recommandé : 0,4 ml de LANADOL ABAC / par litre de bain.

Utilisation avec le procédé LANADOL EXTRA modifié. Durant le dosage: rythme normal de rotation alternée, le cas échéant, à vitesse de rotation de puisage.

1er bain: 5 min. rythme 3/27, niveau bas, 5 ml/l de LANADOL AKTIV, T=30 °C, vidange.

2e bain: 10 min. rythme 3/27, niveau bas, 2,5 ml/l de LANADOL AKTIV, T=30 °C, vidange, essorage 1 min.

Rinçage: 3 min. rythme 3/27, niveau bas, T = froid, vidange, essorage 1 min.

Désinfection: 20 min. rythme 3/57, niveau bas, 0,4 ml/l de LANADOL ABAC, T=40 °C, vidange.

Essorage final: 3 min.

Stockage et livraison

Après une exposition au gel, le réchauffer à env. 15 °C avant utilisation.

Date d'expiration: 24 mois suivant la date de production.

Conditionnement standard	Nombre de conditionnements / palette
4 kg Bidon en plastique	80
22 kg Bidon en plastique	36
190 kg Fût en plastique	2